

Hilfe für den Arzt und den Patienten



Das gute Verhältnis zwischen Arzt und Patienten baut sich im Laufe der Zeit durch viele Gespräche auf. Dazu kommen Vertrauen und Kompetenz. Die technischen Gerätschaften in den Praxen gehören allerdings oft zur Nebensache. Dabei sind gerade sie es, die eine schnelle Erkennung und Behandlung ermöglichen.

Die Böhme Medizintechnik GmbH vertreibt modernste medizinische Geräte und leistet den erforderlichen Service. Eine Neuheit stellt die Digitale Mammographie dar. Ein herkömmliches Erkennungsgerät anderer Hersteller verfügt entweder über die Funktion die Pa-

tientin stehend ODER liegend zu untersuchen. Das digitale Vollfeld-Mammographie System „Giotto“ eines italienischen Herstellers, vereint beide Optionen in einem Gerät. Die Diagnose in der sitzenden Position wird ebenfalls gewährleistet. Mögliche Fehler in den Abbildungen durch eine kurze Bewegung der Patientin werden weitgehend ausgeschlossen. Der behandelnde Arzt kann Dank der digitalen Technik innerhalb von vier Sekunden ein umfassendes Bild von möglichen Erkrankungen auf seinem Monitor erkennen, ohne dass Röntgenbilder langwierig entwickelt werden müssen. Die digitale Vollfeld-Mammo-

graphie ist zudem in der Strahlendosis reduziert. Weiterhin können die Ärzte durch die hohe Auflösung von acht Linienpaaren Behandlungen über die Krankenkassen abrechnen, was bisher bei digitalen Geräten nicht möglich war! Zusätzlich zu dem umfangreichen Serviceangebot der Böhme Medizintechnik GmbH können die Kunden digitale Röntgenbilder online archivieren lassen. Auf Grund dessen ist kein weiteres Speichermedium nötig. Die Bilder sind somit immer verfügbar und die Diagnosen durch den sofortigen Vergleich mit älteren Bildern sicherer.

Ab Ende dieses Jahres wird das Unternehmen neue Räumlichkeiten in Halle/Peißen beziehen und im Auftrag von Philips vor Ort einen urologischen Arbeitsplatz produzieren und zertifizieren. Die Zahl der Mitarbeiter wird sich dann von bisher acht auf 16 verdoppeln. Die gute Infrastruktur der Region zwischen Halle und Leipzig ist ebenfalls Antrieb, ein Mitteldeutsches Mammographie-Zentrum zu etablieren. Der Name Böhme Medizintechnik GmbH wird dann nicht mehr nur auf dem Gebiet der neu-



en Länder ein Begriff sein, sondern bundesweit für kompetente Dienste und Beratungen bei der Erkennung und Behandlung auf diesem Sektor stehen.



Kontakt:

Böhme Medizintechnik GmbH
 Service und Vertrieb
 Braschwitzer Straße 10
 06188 Halle (Peißen)
 Tel: +49 (0) 345-56 36 98 10
 Fax: +49 (0) 345-56 36 98 11
 Mail:
 info@boehme-medizintechnik.de
 Internet:
 www.boehme-medizintechnik.de



Plattenhardt + Wirth GmbH

Industrie- und Kühlraumbau

Seit 35 Jahren Ihr Spezialist für den Bau von

- Tiefkühlräumen
- Kühl- und Verarbeitungsräumen für alle Lebensmittel
- Schnellkühlanlagen
- ULO- / CA-Kühlzellen (Obst- und Gemüse-Langzeitlagerung)
- Kühl- und Tiefkühl-Lagerhallen
- Produktionshallen

Niederlassung Ost:
 Brehnaer Straße 1
 06188 Landsberg
 Telefon: 034602 / 292-0
 Telefax: 034602 / 292-25

Internet: www.plawi.de
 E-mail: werner.steinbach@plawi.de



Plakatfabrik Ellerhold in Radebeul



Logistikzentrum Dachser in Stavenhagen